

Anticorpo Policlonale Anti-Adamts13 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q76Lx8

Numero articolo: CM0026274



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ADAMTS13 umana (proteasi che taglia il vWF). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva l'ADAMTS13 di uomo, topo e ratto. Reagente di ricerca per studi sull'emostasi e le malattie trombotiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ADAMTS13 Rabbit pAb
Note/Alias	VWFCP; C9orf8; vWF-CP; ADAM-TS13; ADAMTS-13; ADAMTS13
Specie	Umana
ID genico	11093
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-300 dell'ADAMTS13 umana (NP_620594.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q76LX8
Peso proteico	154kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio