

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Adamts2 Per Wb, Elisa - O95450

Numero articolo: CM0017949

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ADAMTS2 di alta qualità per Western blot ed ELISA. Reagisce con ADAMTS2 umano e di ratto, una N-proteinasi del procollagene essenziale per l'assemblaggio delle fibrille di collagene. Adatto per la ricerca sulla matrice extracellulare e sul tessuto connettivo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ADAMTS2 Rabbit pAb
Note/alias	NPI; PNPI; PCINP; PCPNI; PCI-NP; PC I-NP; ADAM-TS2; ADAMTS-2; ADAMTS-3; EDSDERMS; ADAMTS2
Specie	Umano
GeneID (umano)	9509
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1029-1213 di ADAMTS2 umano (O95450)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, ratto
SWISS	O95450
Peso della proteina	135 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante