


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Adamts4 Per Wb, If/Icc, Elisa - O75173

Numero articolo: CM0024311



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità diretto contro ADAMTS4 umana (aggrecanasi-1). Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per ricerche su artrite, degradazione della cartilagine e morbo di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ADAMTS4 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ADMP-1; ADAMTS-2; ADAMTS-4; ADAMTS4
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9507
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 74-318 di ADAMTS4 umana (NP_005090.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O75173
Peso proteico	90kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio