


Anticorpo Policlonale Anti-Adamts5 Per Wb, Elisa - Q9Una0

Numero articolo: CM0024878



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ADAMTS5 umano (aggrecanasi-2) per applicazioni di Western blot (WB) ed ELISA. Riconosce ADAMTS5 umano, murino e di ratto, con un peso molecolare di circa 101 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ADAMTS5 Rabbit pAb
Note/Alias	ADAMTS5; ADAM-TS 11; ADAM-TS 5; ADAM-TS5; ADAMTS-11; ADAMTS-5; ADAMTS11; ADMP-2; ADAM-TS11
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11096
GeneID	11096
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 601-700 di ADAMTS5 umano (NP_008969.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UNA0
Peso Proteico	101kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio