


Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Adamts5 Per Wb E Elisa - Q9Una0

Numero articolo: CM0005631



introduzione

Questo anticorpo monoclonale ricombinante rabbit bersaglia l'ADAMTS5 (aggrecanasi-2) umano con reattività crociata verso il topo, validato per WB e ELISA. Ideale per studi sulla degradazione della matrice extracellulare, il rimodellamento tissutale e la funzione delle proteasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ADAMTS5 Rabbit mAb
Note/Alias	ADMP-2; ADAM-TS5; ADAMTS-5; ADAMTS11; ADAM-TS 5; ADAMTS-11; ADAM-TS 11; ADAMTS5
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	11096
GeneID	11096
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 601-700 dell'ADAMTS5 umano (NP_008969.2).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9UNA0
Peso proteico	102 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio