

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Adamts7 Per Wb E Elisa - Q9Ukp4

Numero articolo: CM0019040

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ADAMTS7 umano, validato per WB ed ELISA. Adatto per lo studio della funzione delle metalloproteasi nel rimodellamento della matrice extracellulare e nelle malattie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ADAMTS7 Rabbit pAb
Note/alias	ADAM-TS7; ADAMTS-7; ADAM-TS 7; ADAMTS7
Specie	Umano
GeneID (umano)	11173
GeneID	11173
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1600-1686 di ADAMTS7 umano (NP_055087.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9UKP4
Peso della proteina	184 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio