

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Adamtsl1 Per Wb Ed Elisa - Q8N6G6

Numero articolo: CM0028517

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'ADAMTSL1 umano, adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Immunogeno proteico ricombinante. Per studi sul muscolo scheletrico e sulla matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ADAMTSL1 Rabbit pAb
Note/Alias	C9orf94; PUNCTIN; ADAMTSR1; ADAMTSL-1; ADAMTSL1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	92949
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1483-1762 dell'ADAMTSL1 umano (NP_001035362.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N6G6
Peso Molecolare Proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio