


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Adar1 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P55265

Numero articolo: CM0027006



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità targeting ADAR1 umana, validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per lo studio dell'editing dell'RNA da A a I, l'immunità antivirale e la biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ADAR1 Rabbit pAb
Note/Alias	DSH; AGS6; G1P1; IFI4; P136; ADAR1; DRADA; DSRAD; IFI-4; K88DSRBP
Specie	Umana
GeneID (umano)	103
GeneID	103
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-299 della ADAR1 umana (NP_001102.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P55265
Peso proteico	136 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio