

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Adarb1 Per Wb, Elisa - P78563

Numero articolo: CM0020514



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ADARB1 di alta qualità, validato per WB ed ELISA. Rileva ADARB1 umano, murino e di ratto (81 kDa). Ideale per la ricerca sull'editing dell'RNA da A a I e sulle malattie neurologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ADARB1 Rabbit pAb
Note/Alias	RED1, ADAR2, DRABA2, DRADA2, NEDHYMS, ADARB1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	104
GeneID	104
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-380 di ADARB1 umano (NP_001103.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P78563
Peso della proteina	81 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante