


Anticorpo Policlonale Anti-Adcy10/Sac Da Coniglio Per Wb E Elisa - Q96Pn6

Numero articolo: CM0019090



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio che riconosce l'ADCY10 (adenilil ciclasi solubile) umano, validato per applicazioni WB e ELISA. Reagisce con campioni umani e di topo; ideale per studi sulla segnalazione cAMP e sulla fertilità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ADCY10 Rabbit pAb
Note/Alias	SAC; HCA2; SACI; Sacy; hsAC; HEL-S-7a; ADCY10
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	55811
GeneID	55811
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-290 dell'ADCY10 umano (NP_060887.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q96PN6
Peso proteico	187kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio