

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Adcy2 Per Wb, Elisa - Q08462

Numero articolo: CM0029924

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ADCY2 umano, validato per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per studiare la segnalazione cAMP, le vie GPCR e l'espressione nei tessuti surrenali/cerebrali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ADCY2 Rabbit pAb
Note/Alias	AC2; HBAC2; ADCY2
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	108
ID Gene	108
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 430-600 di ADCY2 umano (NP_065433.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q08462
Peso Proteico	124kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio