

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Adcyap1R1 (Pac1) Per Wb, If/Icc, Elisa - P41586

Numero articolo: CM0025214



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ADCYAP1R1 umano (recettore PAC1/PACAP), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociato con topo, ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione GPCR e neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ADCYAP1R1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PAC1; PAC1R; PACAPR; PACAPRI; ADCYAP1R1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	117
GeneID	117
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-140 di ADCYAP1R1 umano (NP_001109.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P41586
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio