


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Adenosina Deaminasi (Ada) Per Wb, Elisa - P00813

Numero articolo: CM0008309



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-adenosina deaminasi (ADA) validato per WB ed ELISA, che mostra reattività crociata con ADA umana, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo delle purine, l'immunologia e le malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Adenosina Deaminasi (ADA)
Osservazioni/Alias	ADA1; Adenosine Deaminase (ADA)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	100
GeneID	100
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 250-350 dell'ADA umana (NP_000013.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00813
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa refrigerante