


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Adenosilom Omocisteinasi (AHCY/Sahh) Per Wb Ed Elisa - P23526

Numero articolo: CM0011887



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro AHCY (SAHH) umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce anche con le proteine di topo e ratto. Ideale per lo studio del metabolismo a un carbonio e delle vie dell'omocisteina.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome del prodotto	AHCY Rabbit mAb
Note/Alias	SAHH; adoHcyase; AHCY
Specie	Umano
GeneID (umano)	191
GeneID	191
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 di AHCY umano (P23526).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P23526
Peso della proteina	48 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante