

Anticorpo Monoclonale Anti-Adenilato Kinasi 4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27144

Numero articolo: CM0004223



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia l'adenilato chinasi 4 (AK4) umana, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. Ideale per studi sull'omeostasi nucleotidica mitocondriale, la segnalazione AMPK e lo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Adenilato chinasi 4 mAb di coniglio
Note/Alias	AK3; AK 4; AK3L1; AK3L2; Adenylate kinase 4
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	205
ID gene	205
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 dell'adenilato chinasi 4 umana (P27144)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	P27144
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio