


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Adgrb3 Per Wb, Elisa - O60242

Numero articolo: CM0017197



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ADGRB3 convalidato per WB e ELISA. Mira al recettore umano adesivo accoppiato a proteine G B3 (BAI3), un regolatore della sinaptogenesi e della fusione dei mioblasti. Per ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ADGRB3 Rabbit pAb
Note/Alias	BAI3; ADGRB3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	577
GeneID	577
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 70-280 di ADGRB3 umano (NP_001695.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O60242
Peso proteico	172kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio