

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Adh1A/Adh1B/Adh1C Per Wb - P07327 / P00325 / P00326

Numero articolo: CM0021632



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio CamelBio mirato alle alcol deidrogenasi ADH1A/ADH1B/ADH1C. Validato per WB, IF-P, ELISA nell'uomo, topo, ratto. Ideale per studi sul metabolismo dell'alcol e sulla funzione epatica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ADH1A/ADH1B/ADH1C Rabbit pAb
Note/Alias	ADH1A/ADH1B/ADH1C
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	124, 125, 126
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07327, P00325, P00326
Spedizione	Borsa del ghiaccio