

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Adh1B Per Wb, Elisa - P00325

Numero articolo: CM0018185



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ADH1B umano (deidrogenasi dell'all-trans-retinolo), validato per WB ed ELISA con reattività crociata nel ratto. Adatto per studi sul metabolismo dei retinoidi, ricerche sul metabolismo dell'alcol e applicazioni correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ADH1B Rabbit pAb
Note/Alias	ADH2; HEL-S-117; ADH1B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	125
GeneID	125
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 206-375 di ADH1B umano (NP_000659.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Ratto
SWISS	P00325
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio