

Anticorpo Policlonale Anti-Adh4 Di Coniglio Per Wb, Elisa - P08319

Numero articolo: CM0028576



introduzione

CamelBio offre l'anticorpo policlonale anti-ADH4 di coniglio validato per WB e ELISA su campioni umani, con reattività crociata con il topo. Ideale per ricerche sul metabolismo del retinolo e sull'alcol deidrogenasi. Scopri le materie prime affidabili per IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ADH4 Rabbit pAb
Note/Alias	ADH-2; HEL-S-4; ADH4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	127
GeneID	127
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-380 dell'ADH4 umano (NP_000661.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P08319
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio