

Anticorpo Policlonale Anti-Adh5/Gsnor Per Wb, If/Icc, Elisa - P11766

Numero articolo: CM0015376



introduzione

CamelBio fornisce un anticorpo policlonale coniglio anti-ADH5/GSNOR convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA. Si rivolge a ADH5 umano, murino e ratto, una reduttasi chiave della formaldeide e della S-nitrosoglutathione. Ideale per la ricerca sullo stress ossidativo e sulla segnalazione dell'ossido nitrico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ADH5/GSNOR Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FDH; ADHX; ADH-3; AMEDS; BMFS7; FALDH; GSNOR; GSH-FDH; HEL-S-60p; ADH5/GSNOR
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	128
Gene ID	128
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-374 di ADH5/GSNOR umano (NP_000662.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P11766
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio