

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Adh5/Gsnor Per Wb, If-P, Elisa - P11766

Numero articolo: CM0007255



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro ADH5/GSNOR (SWISS P11766), validato per WB, IF-P, ELISA. Rileva ADH5/GSNOR umano, murino e di ratto. Per studi sul metabolismo dell'alcol, la disintossicazione dalla formaldeide e la S-nitrosilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-ADH5/GSNOR
Note/Alias	FDH; ADHX; ADH-3; AMEDS; BMFS7; FALDH; GSNOR; GSH-FDH; HEL-S-60p; ADH5/GSNOR
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	128
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-374 dell'ADH5/GSNOR umano (NP_000662.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina, Ratto
SWISS	P11766
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio