

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Adh5/Gsnor Per Wb, If/Icc, Elisa - P11766

Numero articolo: CM0023703



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ad alta specificità contro ADH5/GSNOR (Alcol deidrogenasi classe 3), validato per WB, IF/ICC e ELISA in uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla detossificazione della formaldeide e sulla S-nitrosilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ADH5/GSNOR Rabbit pAb
Note/Alias	FDH; ADHX; ADH-3; AMEDS; BMFS7; FALDH; GSNOR; GSH-FDH; HEL-S-60p; ADH5/GSNOR
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	128
ID gene	128
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-374 di ADH5/GSNOR umano (NP_000662.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P11766
Peso proteico	40 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio