

Anticorpo Policlonale Anti-Adh7 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P40394

Numero articolo: CM0027800



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ADH7 umana (retinolo deidrogenasi). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per lo studio del metabolismo dei retinoidi e della detossificazione degli aldeidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ADH7 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ADH4; ADH7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	131
GeneID	131
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-386 di ADH7 umana (NP_000664.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P40394
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio