

Anticorpo Policlonale Anti-Adhfe1 Per Wb, Elisa - Q8lww8

Numero articolo: CM0022711

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ADHFE1 umano (HOT/ADH8). Applicazioni: WB, ELISA; presenta reattività crociata con il topo. Immunogeno ricombinante (aa 41-255). Ideale per lo studio del metabolismo mitocondriale del GHB. Peso molecolare: 50 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	ADHFE1 Rabbit pAb
Note/Alias	HOT; ADH8; HMFT2263
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	137872
ID del gene	137872
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 41-255 di ADHFE1 umano (NP_653251.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q8IWW8
Peso della proteina	50 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico