


Anticorpo Policlonale Anti-Adiponectina Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15848

Numero articolo: CM0027876



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato contro l'adiponectina umana (SWISS Q15848) per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle malattie metaboliche e lo sviluppo di diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Adiponectina Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ACDC; ADPN; APM1; APM-1; GBP28; ACRP30; ADIPQTL1; Adiponectina
Specie	Umano
Gene ID	9370
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-244 dell'Adiponectina umana (NP_004788.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15848
Peso proteico	26 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio