


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Adiponectina Per Wb Ed Elisa - Q15848

Numero articolo: CM0007337



introduzione

Adiponectin Rabbit mAb (Q15848) validato per Western blotting ed ELISA, con cross-reattività verso il topo. Un adipochinone chiave nel metabolismo e nella sensibilità all'insulina, ideale per la ricerca sul diabete e l'obesità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Adiponectin Rabbit mAb
Note/Alias	ACDC; ADPN; APM1; APM-1; GBP28; ACRP30; ADIPQTL1; Adiponectin
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9370
ID Gene	9370
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-244 dell'adiponectina umana. (NP_004788.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Topo
SWISS	Q15848
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio