


Anticorpo Policlonale Anti-Adipor1 Per Wb, Elisa - Q96A54

Numero articolo: CM0016120



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'ADIPOR1 umano (recettore 1 dell'adiponectina, 43 kDa). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata in topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle malattie metaboliche, diabete e studi sull'obesità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ADIPOR1 Rabbit pAb
Note/Alias	CGI45; PAQR1; ACDRC1; CGI-45; TESBP1A; ADIPOR1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	51094
ID Gene	51094
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-59 del Recettore 1 dell'Adiponectina umana (NP_057083.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q96A54
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacca refrigerante