

Anticorpo Policlonale Anti-Adipor2 Per Wb, Elisa - Q86V24

Numero articolo: CM0017076



introduzione

ADIPOR2 Rabbit pAb rileva il recettore 2 dell'adiponectina (44kDa) umano, di topo e di ratto tramite WB ed ELISA. Ideale per studi metabolici sul metabolismo del glucosio e dei lipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ADIPOR2 Rabbit pAb
Note/Alias	PAQR2; ACDCR2; ADIPOR2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	79602
GeneID	79602
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-147 di ADIPOR2 umano (NP_078827.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q86V24
Peso Molecolare Proteina	44kDa
Spedizione	Sacca di Ghiaccio