

Anticorpo Policlonale Anti-Adk Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55263

Numero articolo: CM0013536



introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità prodotto in coniglio contro la chinasi dell'adenosina umana (ADK). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo dell'adenosina e sulle modificazioni dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ADK Rabbit pAb
Note/Alias	AK; ADK
Specie	Umana
GeneID (umana)	132
GeneID	132
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-345 dell'ADK umano (NP_001114.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina, ratto
SWISS	P55263
Peso della proteina	41 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante