

Anticorpo Policlonale Anti-Adm Di Coniglio Per Wb E Elisa - P35318

Numero articolo: CM0026462



introduzione

ADM Rabbit pAb è un anticorpo policlonale di coniglio sollevato contro il peptide ADM umano. Convalidato per Western blot e ELISA, rileva l'ADM umano e presenta reazione crociata con l'ADM di topo. Adatto per ricerche su vasodilatazione, pressione sanguigna e bilancio idrico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	ADM Rabbit pAb
Note/Alias	AM; PAMP; ADM
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	133
ID gene	133
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 dell'ADM umano (NP_001115.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P35318
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio