

Anticorpo Policlonale Anti-Adnp Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H2P0

Numero articolo: CM0027333

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ADNP umano (Q9H2P0) per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociatamente con il mouse. Mira alla proteina omeobox neuroprotettore dipendente dall'attività coinvolta nella regolazione trascrizionale e nella segnalazione WNT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ADNP pAb coniglio
Note/Alias	ADNP1; HVDAS; MRD28; ADNP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23394
GeneID	23394
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 843-1102 di ADNP umano (NP_056154.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9H2P0
Peso proteico	124kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio