


Anticorpo Monoclonale Anti-Adora1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P30542

Numero articolo: CM0004481



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-ADORA1 per WB, IHC-P, ELISA in umano, topo, ratto. Bersaglia il recettore dell'adenosina A1, un GPCR che media la segnalazione inibitoria. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio ADORA1
Note/Alias	RDC7; ADORA1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	134
ID Gene	134
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 di ADORA1 umano (P30542)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P30542
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio