


Anticorpo Policlonale Anti-Adora1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P30542

Numero articolo: CM0020142



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ADORA1 umano (recettore A1 dell'adenosina), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Rileva una banda di 37 kDa. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dei GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ADORA1 Rabbit pAb
Note/Alias	RDC7; ADORA1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	134
ID del gene	134
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-326 di ADORA1 umano (NP_000665.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P30542
Peso della proteina	37kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante