


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Adora2B Per Wb, If/Icc, Elisa - P29275

Numero articolo: CM0024383



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al recettore dell'adenosina A2b umano (ADORA2B), validato per western blot, immunofluorescenza/ICC ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dell'adenosina e sui GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ADORA2B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ADORA2; ADORA2B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	136
GeneID	136
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 dell'ADORA2B umano (NP_000667.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P29275
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio