

Anticorpo Policlonale Anti-Adora3 Per Wb, Elisa - P0Dms8

Numero articolo: CM0022160



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia ADORA3 umano (recettore A3 dell'adenosina). Convalidato per applicazioni Western blot (WB) e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per ricerche sulla segnalazione dei GPCR e immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ADORA3 Rabbit pAb
Note/Alias	A3AR; ADORA3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	140
GeneID	140
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di ADORA3 umano (NP_000668.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P0DMS8
Peso proteico	36 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio