

Anticorpo Policlonale Anti-Adra1A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35348

Numero articolo: CM0014233



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'ADRA1A umano (Recettore adrenergico alfa-1A), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per lo studio della segnalazione delle catecolamine e della funzione cardiaca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ADRA1A Rabbit pAb
Note/Alias	ADRA1C; ADRA1L1; ALPHA1AAR; ADRA1A
Specie	Uomo
GeneID (umano)	148
GeneID	148
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 346-475 dell'ADRA1A umano (NP_150646.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P35348
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio