

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Adra1A Per Wb, Elisa - P35348

Numero articolo: CM0009539



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro ADRA1A umano (recettore adrenergico alfa-1A), adatto per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva ADRA1A a ~51 kDa in campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dei GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-ADRA1A
Note/alias	ADRA1C; ADRA1L1; ALPHA1AAR; ADRA1A
Specie	Uomo
GeneID	148
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 150-250 di ADRA1A umano (P35348)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P35348
Peso della proteina	51 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante