


Anti-Adra2A Rabbit Polyclonal Antibody Per Wb - P08913

Numero articolo: CM0025251



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-ADRA2A, validato per WB e ELISA. Rileva una banda a 51kDa e presenta reattività crociata con ADRA2A umano, murino e ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione GPCR, cardiovascolari e neurobiologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ADRA2A Rabbit pAb
Note/Alias	ADRA2; ADRAR; ZNF32; ADRA2R; ALPHA2AAR; ADRA2A
Specie	Umano
GeneID (umano)	150
GeneID	150
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 240-380 dell'ADRA2A umano (NP_000672.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P08913
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio