


Anticorpo Policlonale Anti-Adra2B Per Wb Ed Elisa - P18089

Numero articolo: CM0025643



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il recettore adrenergico alfa-2B umano (ADRA2B). Convalidato per Western blot ed ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della regolazione della pressione sanguigna, della segnalazione GPCR e dei processi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ADRA2B Rabbit pAb
Note/Alias	FAME2; ADRA2L1; ADRARL1; ADRA2RL1; ALPHA2BAR; alpha-2BAR; ADRA2B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	151
GeneID	151
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 dell'ADRA2B umano (NP_000673.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P18089
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio