


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Adra2C Per Wb, Elisa - P18825

Numero articolo: CM0021483



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ADRA2C umano (recettore adrenergico Alfa-2C). Validato per WB, ELISA; reagisce in modo incrociato con umano e topo. Adatto per la ricerca cardiovascolare e neurologica su pressione sanguigna, lipolisi, rilascio di insulina e neurotrasmissione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ADRA2C Rabbit pAb
Note/Alias	ADRA2L2; ADRARL2; ADRA2RL2; ALPHA2CAR; ADRA2C
Specie	Umano
GeneID (umano)	152
GeneID	152
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 240-380 di ADRA2C umano (NP_000674.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P18825
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio