


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Adrb3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P13945

Numero articolo: CM0027361



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'ADRB3 umano (recettore adrenergico beta-3). Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla termogenesi, lipolisi e segnalazione GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ADRB3 Rabbit pAb
Note/Alias	BETA3AR; ADRB3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	155
ID Gene	155
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 dell'ADRB3 umano (NP_000016.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P13945
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio