

Anticorpo Policlonale Anti-Adrbk2 (Grk3, Bark2) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P35626

Numero articolo: CM0023564

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ADRBK2 umana (GRK3/BARK2) per WB, IHC-P, ELISA. Validato su umano, topo, ratto. Investigare la segnalazione GPCR e la desensibilizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	ADRBK2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BARK2; ADRBK2
Specie	Umano
GenelD (umano)	157
GenelD	157
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di ADRBK2 umana (NP_005151.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P35626
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio