

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Adrm1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16186

Numero articolo: CM0030215



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto a ADRM1 (recettore ubiquitinico proteasomiale, Rpn13). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Supporta la ricerca sul proteasoma e sull'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ADRM1 Rabbit pAb
Note/Alias	ARM1; ARM-1; GP110; PSMD16; ADRM1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11047
GeneID	11047
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 108-407 di ADRM1 umano (NP_008933.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16186
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio