

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Adss 2 Per Wb E Elisa - P30520

Numero articolo: CM0002377



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'isoenzima 2 dell'adenilosuccinato sintetasi umano (AdSS 2), convalidato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo delle purine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AdSS 2 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	ADEH; ADSS; ADSS 2; AdSS 2
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	159
GeneID	159
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P30520
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio