

Anti-Adss Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30520

Numero articolo: CM0025021



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'ADSS umana (adenilosuccinato sintetasi 2), adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla biosintesi dei nucleotidi purinici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ADSS Rabbit pAb
Note/Alias	ADEH; ADSS; ADSS 2
Specie	Umana
GenelD (Umana)	159
GenelD	159
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 dell'ADSS umana (NP_001117.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonal
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P30520
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio