

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Aebp1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8lux7

Numero articolo: CM0019563

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-AEBP1 di alta qualità validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla matrice extracellulare, la biologia degli adipociti e gli studi sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AEBP1 Rabbit pAb
Note/Alias	ACLP; AEBP1
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	165
GenelD	165
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 999-1158 di AEBP1 umano (NP_001120.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8IUX7
Peso proteico	131kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio