

Anticorpo Policlonale Anti-Aebp2 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Zn18

Numero articolo: CM0030739



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato all'AEBP2 umano (proteina a dito di zinco AEBP2), convalidato per WB, IHC-P ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. AEBP2 è una subunità accessoria di PRC2 che media la trimetilazione H3K27 e la repressione trascrizionale. Ideale per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AEBP2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AEBP2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	121536
GenelD	121536
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 234-503 dell'AEBP2 umana (NP_694939.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6ZN18
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio