

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Aer61/Eogt Per Wb E Elisa - Q5Ndl2

Numero articolo: CM0003734

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro la transferasi O-linked N-acetilglucosammina specifica per il dominio EGF umano (EOGT/AER61). Validato per WB e ELISA, cross-reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca in glicobiologia e modificazione proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AER61 Coniglio mAb
Note/Alias	AOS4; AER61; EOGT1; C3orf64
Specie	Umano
GeneID (Umano)	285203
GeneID	285203
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 dell'AER61 umano (NP_775925.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q5NDL2
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio