

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Aes Per Wb, Elisa - Q08117

Numero articolo: CM0026768

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro AES/TLE5, un corepressore trascrizionale nella via Wnt. Adatto per Western blot e ELISA, reattivo nell'uomo e nel topo. UniProt Q08117.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AES Rabbit pAb
Note/Alias	AES; GRG; ESP1; GRG5; AES-1; AES-2; Grg-5
Specie	Umano
Gene ID	166 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-264 dell'AES umano (NP_945320.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q08117
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio