


Anticorpo Monoclonale Anti-Afg3L2 (Opa12/Sca28/Spax5) Per Wb, Ihc-P, If/Icc - Q9Y4W6

Numero articolo: CM0009080



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-AFG3L2 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce con AFG3L2 (89 kDa) umano, di topo e ratto, una proteasi m-AAA mitocondriale implicata nell'ataxia spinocerebellare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AFG3L2 Rabbit mAb
Note/Alias	OPA12; SCA28; SPAX5
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10939
GenelD	10939
Immunogeno	Proteina Ricombinante[Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 538-797 di AFG3L2 umano] NP_006787.2
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y4W6
Peso Proteico	89kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio